

Over LeoNess Atenti

De Atenti voorstellen

De Atenti is een activiteitentracker die de hele dag door werkt met NIBGM-technologie (Non-invasive Blood Glucose Monitor) die uw bloedglucosegehalte voorspelt op basis van uw hartslaggegevens.

Wat is NIBGM?

NIBGM leidt uw bloedglucosegehalte op een niet-invasieve manier af aan de hand van uw hartslaggegevens door middel van een voorspellend model dat wordt gegenereerd door het eigen machinaal leeralgoritme van Beat Chain Pte Ltd... De resulterende outputs worden ingedeeld in Normale pBGL of Hoge pBGL, waarbij pBGL verwijst naar het voorspelde bloedglucosegehalte (pBGL).

Aanzetten

Alle nieuwe Atenti activiteitentracker zijn voorverpakt in de slaapstand om de batterij te sparen. Bij uw eerste gebruik, klem het oplaadpunt van de oplaadkabel aan de Atenti, voordat u de stroom via een adapter of standaard USB-poort inschakelt. Houd er rekening mee dat de Atenti minimaal twee uur moet worden opgeladen voordat u de Atenti met uw smartphone probeert te koppelen als het stroomniveau 2 bar of minder is.

Optimale pasvorm

Voor de beste hartslagtrackingresultaten plaatst u de Atenti ongeveer één vinger van uw polsbeen vandaan en zorgt u ervoor dat de gesp goed vastzit voor een strakke, maar ademende pasvorm.

Instellen met de Actxa App

Download de Actxa App om uw persoonlijke account in te stellen en de Atenti activiteitentracker te activeren. De Actxa App kan worden geïnstalleerd vanuit de App Store of Google Play.

Koppelen met de Actxa App

Start de Actxa App en volg de instructies op het scherm om uw Atenti activiteitentracker te activeren en het apparaat met uw smartphone te koppelen. Eenmaal succesvol gekoppeld, kunt u alle dagelijkse activiteitenstatistieken van de tracker naar de Actxa App synchroniseren.

Dagelijks gebruik

Een zachte tik op het scherm activeert het display. Blijf tikken om tussen de verschillende schermen te wisselen om verschillende activiteiteninformatie te bekijken. Als alternatief kunt u ook gewoon uw pols opheffen om het display automatisch te activeren.

Uw activiteit in een oogwenk

Synchroniseer uw dagelijkse statistieken met Actxa App en bekijk uw activiteiten in een oogwenk op het Dashboard.

pBGL-meting

Wij raden u aan om minstens 8 uur voor elke pBGL-meting snel te zijn. Atenti geeft uw vastende pBGL-resultaten een trend om u te helpen uw bloedglucosegehalte in de gaten te houden. Om een pBGL-meting te starten, start u Actxa App Dashboard en tikt u op de pBGL-functie.

Inzicht in uw pBGL resultaten

pBGL	Gelijkwaardig aan het Bloedglucosegehalte
Normaal	Minder dan 7 mmol/L
Hoog	Gelijk is aan of meer dan 7mmol/L

Training

Om de trainingsmodus in te schakelen, tikt u op het trainingsscherm en drukt u vervolgens lang op het scherm om te starten. Wanneer de trainingsmodus is ingeschakeld, geeft het display uw huidige hartslagmeting en zone aan. U kunt uw trainingssamenvatting na elke training bekijken.

Inzicht in uw hartslagmetingen

Ontspannen	Onder de 50% van uw maximale hartslag
Opwarmen	Tussen 50% en 59,9% van uw maximale hartslag.
Vetverbranding	Tussen 60% en 69,9% van uw maximale hartslag.
Cardio	Tussen 70% tot 79,9% van uw maximale hartslag.
Intens	Tussen 80% en 89,9% van uw maximale hartslag.
Max.	Groter dan 90% van uw maximale hartslag

Om uw maximale hartslag te weten te komen, Het aantal kan worden geschat aan de hand van de gemeenschappelijke formule om uw huidige leeftijd af te trekken van 220 jaar. Een 30-jarige heeft bijvoorbeeld een geschatte maximale hartslag van 190 (220-30).

Waterbestendig

Het apparaat is water-, zweet- en spatwaterdicht. Het apparaat is niet geschikt voor langdurige onderwateractiviteiten. Verwijder het apparaat bij het zwemmen, het beoefenen van watersporten of het betreden van een stoom-/saunaruimte.

Opladen

De batterij-indicator wordt op het beginscherm weergegeven. Wanneer er nog maar 1 bar energie over is, schakelt de Atenti over naar de lage-batterijmodus. Om op te laden, klikt u het oplaadpunt van de oplaadkabel vast aan de Atenti, voordat u de stroom van een adapter of een standaard USB-poort gedurende minstens twee uur inschakelt.

Belangrijke opmerking: alle hartslagmonitoring functies worden uitgeschakeld in de lage-batterijmodus.

Licentie & Auteursrecht

Actxa Pte Ltd. Alle rechten voorbehouden. Actxa, het Actxa-logo en het Actxa Glo-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Actxa Pte Ltd, in Singapore en/of andere landen. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG Inc. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., Android, Google Play en de Google Play-logo's zijn handelsmerken van Google Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Actxa Pte Ltd. is onder licentie.

Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik van dit product is onderworpen aan een beperkte hardwaregarantie. De werkelijke inhoud kan enigszins afwijken van de afgebeelde inhoud.

Beperkte productgarantie

De Atenti (het 'product') is gegarandeerd tegen fabrieksfouten gedurende een periode van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt alleen defecten in materiaal en vakmanschap. Actxa zal het product inspecteren om de aard van de gebreken vast te stellen. Actxa zal het product gratis repareren met behulp van nieuwe of gereviseerde vervangingsonderdelen, of het product vervangen door een nieuw of gereviseerd product. Indien een vervangend product wordt geleverd, wordt dit gegarandeerd voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode. Niet meer verkrijgbare modellen zullen worden vervangen door een model met een waarde en kenmerken die Actxa in de gegeven omstandigheden passend acht. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage, overmatig misbruik, of verkeerd gebruik en schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies met betrekking tot het gebruik van het product.

Beperkte productgarantie

Deze beperkte garantie dekt niet de diensten van Actxa Pte Ltd. of een derde partij die aan eigenaars van het product worden geleverd. Alle garantieclaims moeten vergezeld gaan van een aankoopbewijs.

Waarschuwingen & Waarschuwingsadviezen

De gegevens en resultaten die door dit apparaat worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor screening voorafgaand aan de controle en kunnen niet direct worden gebruikt voor diagnose of behandeling. 1Als u een medische of hartaandoening heeft, raadpleeg dan uw arts alvorens dit product te gebruiken. **Stel geen zelfdiagnose of zelfmedicatie in op basis van dit apparaat zonder uw arts te raadplegen. In het bijzonder, begin niet met het nemen van nieuwe medicatie of verander het type en/of de dosering van bestaande medicatie zonder voorafgaande toestemming van uw arts.**

Klaar om te beginnen

Gefeliciteerd! U bent nu klaar om te beginnen met het gebruik van uw Atenti.

Voor vragen over ondersteuning kunt u terecht op www.droomproducten.nl of contact opnemen met onze klantenservice op team.droomproducten@live.nl